


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcl1 Para Wb, Elisa - P12850

Número do item: CM0004573



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CXCL1 de rato para Western blot (WB) e ELISA. Detecta CXCL1 de rato com alta especificidade; ideal para pesquisa em inflamação e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCL1 Rabbit mAb
Observações/Apêndice	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	2919
GeneID	14825
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-96 do CXCL1 de rato (NP_032202.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P12850
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo