

Anticorpo Policlonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb, Elisa - P02778

Número do item: CM0013508



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CXCL10/IP-10 humana (quimiocina 10 com motivo C-X-C). Validado para WB e ELISA, reconhece uma citocina pró-inflamatória secretada de 11 kDa envolvida na quimiotaxia de células imunes e na resposta viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-CXCL10/IP-10
Observações/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3627
GeneID	3627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-98 da CXCL10/IP-10 humana (NP_001556.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P02778
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo