


## Anticorpo Policlonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02778

Número do item: CM0020465



### introdução

O anticorpo policlonal de coelho CXCL10/IP-10 (P02778) da CamelBio é validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo, visando a quimioquina pró-inflamatória envolvida na migração de células imunes e resposta viral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CXCL10/IP-10 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 3627                                                                                                                             |
| GeneID              | 3627                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-98 do CXCL10/IP-10 humano (NP_001556.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                               |
| SWISS               | P02778                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 11kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                     |