

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb E Elisa - P02778

Número do item: CM0006444



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que tem como alvo a CXCL10/IP-10 humana, validado para WB e ELISA. Essencial para pesquisas sobre sinalização de quimiocinas, doenças inflamatórias e migração de células imunes. SWISS: P02778.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CXCL10/IP-10 mAb de coelho
Observações/Apelidos	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3627
ID do gene	3627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-98 da CXCL10/IP-10 humana (NP_001556.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P02778
Peso da proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo