

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcl11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14625

Número do item: CM0029098



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CXCL11 humano (IP-9/I-TAC). Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de quimioquinas e recrutamento de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CXCL11 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelidos | IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)      | 6373                                                                                                                      |
| GeneID               | 6373                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-94 da CXCL11 humana (NP_005400.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Rato                                                                                                              |
| SWISS                | O14625                                                                                                                    |
| Peso da Proteína     | 10kDa                                                                                                                     |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                             |