


Anticorpo Policlonal Anti-Cxcl12 Para Wb - P48061

Número do item: CM0023559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra CXCL12 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, adequado para pesquisa de sinalização de quimiocinas, câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCL12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6387
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-93 do CXCL12 humano (NP_000600.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48061
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo