


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcl12/Sdf-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48061

Número do item: CM0014845



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CXCL12/SDF-1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de quimiotaxia, câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCL12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPARI; SCYB12; CXCL12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6387
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-93 do CXCL12 humano (NP_000600.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48061
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo