


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcl4/Pf4 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P02776

Número do item: CM0021504



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CXCL4/PF4 humano, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de quimiocinas, inflamação e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCL4/PF4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5196
GeneID	5196
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-101 do CXCL4/PF4 humano (NP_002610.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02776
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de Gelo