

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcl6 (Wb, Elisa) - P80162

Número do item: CM0022319



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CXCL6 validado para Western blot e ELISA. Reage com CXCL6/GCP-2 humano e de camundongo, permitindo a pesquisa de quimiocinas e o desenvolvimento de ensaios IVD em estudos de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-CXCL6
Observações/Alias	GCP2; CKA-3; GCP-2; SCYB6; CXCL6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6372
GeneID	6372
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-114 da CXCL6 humana (NP_002984.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P80162
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo