

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcl9 Para Wb E Elisa - Q07325

Número do item: CM0020852

introdução

Anticorpo policlonal que visa o CXCL9 (MIG) humano, produzido em coelho. Adequado para Western blot e ELISA. Reconhece a quimiocina de 14kDa envolvida na migração de células T e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCL9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Espécie	Humano
ID do Gene	4283
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50 até ao terminal C do CXCL9 humano (NP_002407.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q07325
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo