

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcl9/Mig Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07325

Número do item: CM0010867

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CXCL9/MIG de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Específico para CXCL9 humano, uma quimiocina que direciona a migração de células T por meio de CXCR3. Ideal para pesquisas em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra CXCL9/MIG
Observações/Apelido	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4283
ID do gene	4283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-125 da CXCL9/MIG humana (NP_002407.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q07325
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo