

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25024

Número do item: CM0023470



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CXCR1 de alta qualidade para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo o receptor de IL-8 que medeia a quimiotaxia de neutrófilos. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3577
GeneID	3577
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do CXCR1 humano (NP_000625.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25024
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo