


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcr3 Para Wb E Elisa - P49682

Número do item: CM0003097



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o CXCR3 humano (CD183), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar sinalização de quimiocinas, migração de células imunes e angiogênese em pesquisas sobre câncer e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCR3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2833
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do CXCR3 humano (P49682).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49682
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo