


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcr3 Para Wb, Elisa - P49682

Número do item: CM0017784



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CXCR3 humano (CD183), um receptor de quimiocinas envolvido no tráfego de células imunes e na angiogênese. Adequado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com humanos e ratos. Ideal para pesquisas em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CXCR3 Rabbit pAb
Observações/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2833
GeneID	2833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-53 do CXCR3 humano (NP_001136269.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Rato
SWISS	P49682
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo