

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcr4 Para Wb, Elisa - P61073

Número do item: CM0002616



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CXCR4 humano (receptor de quimiocina C-X-C tipo 4, CD184). Validado para WB e ELISA. CXCR4 é um GPCR envolvido na sinalização de quimiocinas, entrada do HIV, migração celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCR4 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7852
ID do Gene	7852
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 253-352 do CXCR4 humano (P61073)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P61073
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo