

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcr5 Para Wb, If-P, Elisa - P32302

Número do item: CM0007938

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CXCR5 humano (BLR1/CD185), validado para aplicações WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de migração de linfócitos B e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCR5 Rabbit mAb
Observações/Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	643
GeneID	643
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 273-372 do CXCR5 humano (P32302)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32302
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo