

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cxcr5/Cd185 Para Wb, Fc, Elisa - P32302

Número do item: CM0007571

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CXCR5/CD185 (clone não informado) que tem como alvo o receptor 5 de quimiocinas do tipo C-X-C humano (BLR1, MDR15). Ideal para aplicações de Western blot, citometria de fluxo e ELISA em estudos de células B e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CXCR5/CD185
Observações/Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
Espécie	Humana
ID do Gene	643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-47 do CXCR5 humano (NP_001707.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P32302
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo