

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxcr6 Para Wb E Elisa - 000574

Número do item: CM0023868

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de quimiocina CXCR6 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar a função de coreceptor HIV/SIV e o tráfego de células imunes em tecidos linfoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCR6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10663
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da CXCR6 humana (NP_006555.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000574
Peso da Proteína	39KDa
Envio	Bolsa de gelo