


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cxxc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

Número do item: CM0025230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CXXC1 humano (proteína de ligação a CpG), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para a detecção de proteínas nucleares em estudos de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXXC1 pAb de Coelho
Observações/Alias	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30827
GeneID	30827
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-660 do CXXC1 humano (NP_001095124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0U4
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo