


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyb5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc E Elisa - P00167

Número do item: CM0025153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CYB5A humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Gerado contra a região N-terminal do CYB5A humano (NP_683725.1). Ideal para estudar o transporte de elétrons do citocromo b5 e a função da oxigenase de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYB5A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1528
ID do Gene	1528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CYB5A humano (NP_683725.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00167
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo