


Anticorpo Policlonal Anti-Cyb5B Para Wb, Elisa - 043169

Número do item: CM0014307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CYB5B humano (OMB5), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de transporte de elétrons mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYB5B pAb de Coelho
Observações/Apêndice	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	80777
GeneID	80777
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-150 do CYB5B humano (NP_085056.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43169
Peso Proteico	17kDa
Envio	Em saco de gelo