

Anticorpo Policlonal Anti-Cyb5R1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq9

Número do item: CM0019929

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CYB5R1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Ideal para estudar a função da NADH-citocromo b5 redutase e o metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CYB5R1 Rabbit pAb
Observações/Alias	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
Espécie	Humano
ID do gene	51706 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-305 de CYB5R1 humano (NP_057327.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UHQ9
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo