


Anticorpo Monoclonal Anti-Cyb5R3 Para Wb E Elisa - P00387

Número do item: CM0002524



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CYB5R3 humana (NADH-citocromo b5 redutase 3) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas e de rato. Útil para o estudo do transporte de elétrons e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYB5R3 mAb de coelho
Observações/Apelido	B5R; DIA1; CYB5R3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1727
GeneID	1727
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do CYB5R3 humano (P00387).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P00387
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo