


Anticorpo Policlonal Anti-Cyb5R3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P00387

Número do item: CM0030602



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-CYB5R3 validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para o estudo da redução do citocromo b5, metabolismo lipídico e biologia das células vermelhas do sangue.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CYB5R3
Observações/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Espécie	Humano
GeneID	1727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-334 da CYB5R3 humana (NP_001165131.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00387
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo