


Anticorpo Policlonais Anti-Cyb5R3 (Validado Por Kd) Para Wb E Elisa - P00387

Número do item: CM0022753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CYB5R3 humano (NADH-citocromo b5 redutase 3). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. UniProt P00387.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] CYB5R3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CYB5R3; B5R; DIA1; cytochrome b5 reductase 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1727
ID do Gene	1727
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 27-301 do CYB5R3 humano (NM_000398.7)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P00387
Peso da Proteína	31kDa/34kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo