

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyba Para Wb, If/Icc, Elisa - P13498

Número do item: CM0016829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYBA de alta qualidade validado para western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Detecta CYBA/p22phox humano, de camundongo e rato, uma subunidade de 21 kDa da NADPH oxidase. Ideal para estudos de estresse oxidativo e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYBA Coelho pAb
Observações/Apelido	CGD4; p22-PHOX; CYBA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1535
ID do Gene	1535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 126-195 do CYBA humano (NP_000092.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13498
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo