


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08574

Número do item: CM0015153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYC1 humano, uma subunidade catalítica central do complexo III na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA com reatividade em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	UQCR4; MC3DN6; CYC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1537
GeneID	1537
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 85-291 do CYC1 humano (NP_001907.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08574
Peso Proteico	35 kDa
Transporte	Bolsa de gelo