

Anticorpo Policlonais Anti-Ciclina A1 Para Wb, Elisa - P78396

Número do item: CM0017501

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ciclina A1 humana para aplicações WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisa de meiose germinativa e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CT146; Cyclin A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8900
GeneID	8900
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 da CCNA1 humana (NP_001104515.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P78396
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo