

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina A1/A2 Para Wb, Ip, Elisa - P20248 / P78396

Número do item: CM0007835



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Ciclina A1/A2, validado para WB, IP e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Útil para pesquisa do ciclo celular e câncer. P20248 / P78396.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Ciclina A1/A2
Observações/Apelido	CCN1; CCNA; CT146; Ciclina A1/A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	890/8900
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 250-465 da Ciclina A1/A2 humana (P20248)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20248/P78396
Peso Molecular da Proteína	49 kDa/52 kDa
Transporte	Saco de Gelo