


Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20248

Número do item: CM0026627



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ciclina A2 (CCNA2), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo. Ideal para aplicações em pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho para Ciclina A2
Observações/Apelido	CCN1; CCNA; Ciclina A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	890
GeneID	890
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-432 da Ciclina A2 humana (NP_001228.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20248
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo