

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P20248

Número do item: CM0003881



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Ciclina A2 humana (P20248). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina A2 mAb de Coelho
Observações/Alias	CCN1; CCNA; Ciclina A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	890
GeneID	890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-210 da Ciclina A2 humana (P20248)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20248
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo