


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14635

Número do item: CM0021183



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina B1 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a CCNB1 humana, de camundongo e de rato, um regulador fundamental do ciclo celular. Adequado para aplicações em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Ciclina B1
Observações/Apelido	CCNB; Ciclina B1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	891
GeneID	891
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 334-433 da Ciclina B1 humana (NP_114172.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P14635
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo