

Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina B2 Para Wb, Elisa - 095067

Número do item: CM0020042

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina B2 humana (ciclina-B2 específica de G2/mitose). Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Ciclina B2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HsT17299; Ciclina B2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9133
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Ciclina B2 humana (NP_004692.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95067
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de Gelo