


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina D1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

Número do item: CM0016698



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Ciclina D1 humana (BCL1). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina D1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	595
GeneID	595
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-295 da Ciclina D1 humana (NP_444284.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24385
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo