


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina D1 Para Wb - P24385

Número do item: CM0016770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a Ciclina D1 (CCND1, BCL1, PRAD1). Validado para aplicações em WB, IF/ICC, IP e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para investigar a regulação do ciclo celular G1/S e a sinalização de oncoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina D1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Ciclina D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	595
GeneID	595
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-295 da Ciclina D1 humana (NP_444284.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24385
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo