

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina D2 Para Wb E Elisa - P30279

Número do item: CM0020286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ciclina D2 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do ciclo celular, câncer e transição G1/S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina D2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MPPH3; KIAK0002; Ciclina D2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	894
GeneID	894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 da Ciclina D2 humana (NP_001750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30279
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo