

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina D2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30279

Número do item: CM0016783



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Ciclina D2 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece a proteína Ciclina D2 (33 kDa) humana, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de ciclo celular e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina D2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MPPH3; KIAK0002; Ciclina D2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	894
GeneID	894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 da Ciclina D2 humana (NP_001750.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30279
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo