


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina D3 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P30281

Número do item: CM0016557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a ciclina-D3 específica da fase G1/S humana (CCND3, SWISS P30281). Validado por knockout, adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo para estudos do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de Coelho Anti-Ciclina D3
Observações/Apelido	CCND3; ciclina D3; Ciclina D3; D3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	896
GeneID	896
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P30281
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo