

Anticorpo Monoclonal Anti-Ciclina E1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24864

Número do item: CM0005144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Ciclina E1 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Desenvolvido para pesquisa do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Ciclina E1 PolimAb® de Coelho
Observações/Alias	CCNE; pCCNE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	898
GeneID	898
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 da Ciclina E1 humana (NP_001229.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24864
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo