

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina E1 Para Wb & Elisa - P24864

Número do item: CM0006947



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Ciclina E1 validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a ciclina-E1 específica da fase G1/S, um regulador chave do ciclo celular. Monoclonal recombinante; imunógeno: peptídeo sintético (aa 300-400). 47kDa, núcleo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Ciclina E1
Observações/Apelido	CCNE; pCCNE1; Ciclina E1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	898
ID do Gene	898
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da Ciclina E1 humana (NP_001229.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24864
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de Gelo