

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina E1 Para Wb E Elisa - P24864

Número do item: CM0015962



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Ciclina E1 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo e rato, tornando-o adequado para pesquisas sobre o ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina E1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCNE; pCCNE1; Ciclina E1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	898
GeneID	898
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da Ciclina E1 humana (NP_001229.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P24864
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo