


Anticorpo Monoclonal Anti-Ciclina E2 Para Wb, Elisa - 096020

Número do item: CM0007995



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho para Ciclina E2 validado para WB e ELISA. Reconhece a Ciclina E2 humana, um regulador chave da transição G1/S, com um peso molecular de ~47 kDa. Ideal para pesquisa em ciclo celular, proliferação e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Ciclina E2 (mAb)
Observações/Apelido	CYCE2; Ciclina E2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9134
ID do Gene	9134
Imunogénio	Péptido Sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Ciclina E2 humana (096020).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	096020
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Em saco de gelo