


Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina E2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 096020

Número do item: CM0029666



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina E2 humana (CCNE2), adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta uma banda de ~47 kDa. Ideal para estudos de pesquisa do ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina E2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CYCE2; Ciclina E2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9134
GeneID	9134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-404 da Ciclina E2 humana (NP_477097.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	096020
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de gelo