


Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina E2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 096020

Número do item: CM0027439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina E2 (CYCE2) humana. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular, câncer e proliferação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Ciclina E2
Observações/Apêndice	CYCE2; Ciclina E2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9134
ID do Gene	9134
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 255-404 da Ciclina E2 humana (NP_477097.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96020
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo