

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina G1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

Número do item: CM0026178

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina G1 (CCNG1), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato e camundongo. A Ciclina G1 está associada à parada da fase G2/M na resposta a danos no DNA. Ideal para pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Ciclina G1
Observações/Apelido	CCNG; Ciclina G1
Espécie	Humano
ID do Gene	900 (Humano)
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-295 da Ciclina G1 humana (NP_004051.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51959
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo