


Anticorpo Monoclonal Anti-Ciclina H Para Wb, Elisa - P51946

Número do item: CM0002992



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Ciclina H (CAK) para aplicações WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Está envolvido na regulação do ciclo celular e na transcrição por meio do complexo quinase ativador de CDK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina H mAb de coelho
Observações/Apelidos	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
Espécie	Humana
GeneID	902
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Ciclina H humana (P51946)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P51946
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo