


Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina H Para Wb, Ip, Elisa - P51946

Número do item: CM0017669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a ciclina H humana, uma subunidade do complexo CAK. Validado para WB, IP e ELISA; apoia estudos de regulação do ciclo celular e transcrição. (38 kDa)

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina H pAb Coelho
Observações/Apelido	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
Espécie	Humano
ID do Gene	902
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da ciclina H humana (NP_001230.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51946
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo