


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina H Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51946

Número do item: CM0011241



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Ciclina H é um anticorpo monoclonal de coelho que reconhece a Ciclina H humana e de camundongo, destinado a WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado para uso em pesquisa em estudos de regulação do ciclo celular e transcrição. 38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Ciclina H
Observações/Apelido	CAK; p34; p37; Cych; Ciclina H
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	902
ID do Gene	902
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 224-323 da Ciclina H humana (P51946).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51946
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo