


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina H Para Wb, Elisa - P51946

Número do item: CM0020940



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Ciclina H (P51946) validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a Ciclina H humana, um componente do complexo quinase ativadora de CDK, essencial para a regulação do ciclo celular e transcrição da RNA polimerase II. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina H pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAK; p34; p37; Cych; Ciclina H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	902
GeneID	902
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da Ciclina H humana (NP_001230.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51946
Peso da Proteína	38kDa
Envio	