


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina K Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

Número do item: CM0015740



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra a Ciclina K (O75909), validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Subunidade reguladora das CDKs; atua na regulação da transcrição por meio da fosforilação do CTD da RNA Pol II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra a Ciclina K
Observações/Apelido	CPR4; IDDHDF; Ciclina K
Espécie	Humano
ID do Gene	8812 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da Ciclina K humana (NP_001092872.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75909
Peso da Proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo